

# TERMOMETRO CLINICO FARMACARE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.


**Dotato di Easy Flip**

**Classificazione:**

Dispositivo Medico di Classe 1m.

**Destinazione d'uso:**

Destinato per la misurazione della temperatura corporea umana tramite via ascellare, orale o rettale.

**Composizione:**


Lega interna: Galinstano (lega di gallio, indio e stagno) – Parte esterna: Vetro

**Caratteristiche:**

Il termometro è facilmente disinfettabile e non necessita di taratura. Dotato di tecnologia Easy Flip (Sistema di scarico rapido). Durata delle misurazioni: circa 7 minuti. Non contiene mercurio.

**Avvertenze:**

Non utilizzare mai se il prodotto è danneggiato.  
 Non utilizzare se la temperatura esterna è superiore ai 42 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 Disinfettare sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo.

CODICE	BARCODE	CND (Codice classificazione nazionale)	REP (Numero di repertorio)
986958344	 A986958344	V03010104	2462800

**Smaltimento:**

Smaltire secondo le normative vigenti.


 Scopri il nostro supporto di lavoro: [www.lineaguida.farmacare.it](http://www.lineaguida.farmacare.it)

 Distribuito da FARMACARE S.r.l.  
 San Pietro in Casale (BO) Italia  
 Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185  
[www.farmacare.it](http://www.farmacare.it) - [commerciale@farmacare.it](mailto:commerciale@farmacare.it)