

Slip erniario con pelotte

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Uomo - Donna

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I non sterile

Destinazione d'uso:

Entrambi i Dispositivi sono destinati ad esercitare una azione contenitiva di ernie inguinali riducibili. Possono essere utilizzati anche nel Post-Operatorio per la riduzione dei tempi di ripresa delle normali attività quotidiane e la riduzione degli effetti di un'eventuale recidiva. Questi Dispositivi sono anche indicati per la prevenzione della formazione di Ernie inguinali durante le attività sportive e lavorative.

Caratteristiche:

Completo di due pelotte da inserire nei taschini bilaterali per una maggiore contenzione.

Composizione:

Cotone 86% - Elastan 14% (modello Donna); Cotone 88% - Elastan 12% (modello Uomo)


SLIP ERNIARIO UOMO - Disponibile nelle seguenti misure e codici: (CND:Y060406)

Codice	Barcode	REP	Taglia	Circonferenza vita (cm.)
909819409	 A909819409	2206338	2	76-80
909819498	 A909819498	2206341	3	81-85
909819587	 A909819587	2206346	4	86-90
909819676	 A909819676	2206357	5	91-95
909819765	 A909819765	2206388	6	96-100
909819854	 A909819854	2206416	7	101-105
909817254	 A909817254	2206419	8	106-110

Colore
Azzurro



SLIP ERNIARIO DONNA - Disponibile nelle seguenti misure e codici: (CND:Y060406)

Codice	Barcode	REP	Taglia	Circonferenza vita (cm.)
979784220	 A979784220	2206437	2	65-69
979784232	 A979784232	2206465	3	70-74
979784244	 A979784244	2206473	4	75-79
979784257	 A979784257	2206474	5	80-84
979784269	 A979784269	2207020	6	85-89
979784271	 A979784271	2207022	7	90-94
979784283	 A979784283	2207027	8	95-99

Colore
Ecrù



Slip erniario con pelotte

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Uomo - Donna

Modalità di utilizzo:

Scegliere la taglia appropriata alla propria corporatura, come fosse un normale slip.
Inserire secondo necessità una o entrambe le pelotte all'interno delle apposite tasche interne.

Manutenzione e precauzioni d'utilizzo:

I prodotti per la contenzione dell'ernia devono essere indossati in conformità alle prescrizioni del Medico specialista o del tecnico abilitato.

Non usare direttamente sulla pelle lesa e/o a contatto con unguenti o pomate.

Seguire le istruzioni di lavaggio appropriate riportate sotto e nell'etichetta del capo.

Lavare a ciclo normale ad una temperatura massima di 40°C. Non candeggiare, trattare con detersivo per capi delicati. Non stirare con ferro molto caldo (massimo 110°C), non lavare a secco e non asciugare in asciugatrice.

Sostituire il prodotto nel caso in cui intervengano variazioni del peso e/o della misura della circonferenza dell'utilizzatore.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al medico.

**Modalità di smaltimento:**

Smaltire secondo le normative vigenti.

