

Bastone Impugnatura Curva

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Destinato ad aumentare la base di appoggio, favorire lo scarico del peso corporeo e incrementare la sicurezza durante il movimento dell'utilizzatore.

Caratteristiche e Materiali

COMPOSIZIONE:

Bastone: legno di faggio / Puntale: gomma

DIMENSIONI:

Altezza bastone: 92 cm. / Diametro: 18 mm. / Peso: 0,3 Kg

CARATTERISTICHE:

Portata massima di 100 Kg. Indicato sia per una popolazione femminile, sia maschile. Ø del bastone di 18 mm.

MANUTENZIONE:

Pulire il bastone con un panno umido e detersivo neutro poco concentrato. Asciugare bene prima del riutilizzo.

AVVERTENZE:

Non utilizzare se il dispositivo presenta danni visibili. Utilizzare sempre il puntale della dimensione corretta.

Non mettere a contatto con sostanze oleose o abrasive.

Utilizzare solo se si è in grado di afferrare e governare il dispositivo.

Utilizzare il bastone solo per lo scopo previsto.

DESCRIZIONE	CODICE	BARCODE	PORTATA MAX.	RICAMBIO
BASTONE IMPUGNATURA CURVA	909295420	 A909295420	100 KG.	(PUNTALE) 900214230

SMALTIMENTO: Smaltire secondo le Normative vigenti.