

Lampada a raggi infrarossi



Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



La terapia a raggi infrarossi è indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti, attraverso l'aumento dell'irrorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.

La Lampada a raggi infrarossi è indicata a coloro che necessitano, su prescrizione medica, di sottoporsi ad una radiazione per alleviare o curare le patologie sopra descritte.

Caratteristiche Tecniche

- **Alimentazione di corrente:** AC 230 V – 50 Hz – 150 W
- **Classificazione di rischio:** Classe di isolamento () Il tipo  () 
- **Condizioni di mantenimento:** Temperatura 10-40°
Umidità 18-85%
- **Norme di riferimento:** EN 1041 – EN 60601-1 Classificate in base alla definizione della regola 9 in Classe IIa
- **Analisi dei rischi:** La causa principale di pericolo nelle lampade a raggi infrarossi è lo sviluppo del calore.
- **Trattamento raccomandato:** **Tenere sempre chiusi gli occhi durante l'irradiazione sul viso. La durata del trattamento consigliata è di circa 12 minuti**

