

Cuscini Cervicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Cervisan Cuscino 4 Posizioni

DESTINAZIONE D'USO:

PARTICOLARMENTE INDICATO PER I SOGGETTI AFFETTI DA ARTROSI E CEFALEE.

CERVISAN PREVIENE I DISTURBI CAUSATI DALLA MANCANZA DI SOSTEGNO DELLE VERTEBRE CERVICALI DURANTE IL SONNO (TORCICOLLO, EMICRANIA, IRRIGIDIMENTO DEI MUSCOLI DELLA NUCA E DELLE SPALLE).


IN CASO DI TRAUMI È NECESSARIO CHE PERSONALE MEDICO VALUTI SE IL DISPOSITIVO È ADEGUATO ALLA PATOLOGIA DELL'UTILIZZATORE. SE PERSISTONO PROBLEMI E QUALORA SI DOVESSERO MANIFESTARE REAZIONI AVVERSE, CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO.



Pulizia: la fodera removibile ed il cuscino in poliuretano sono lavabili a mano, in acqua e sapone neutro ad una temperatura di circa 30°C. Evitare qualsiasi liquido aggressivo (candeggina, ammoniaca, detersivi da bucato). Non lavare a secco. Non centrifugare. Non strizzare. Evitare materiali abrasivi per eliminare eventuali macchie. L'asciugatura deve avvenire in piano orizzontale a temperatura ambiente o mediante insufflaggio di aria moderatamente calda (massimo 30 °C). Non stirare.



Composizione: Poliuretano espanso (cuscino) – cotone 100% (fodera con cerniera)

CODICE MINSAN	BARCODE	DIMENSIONI	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)
909811224	 A909811224	cm. 62x38 ø cilindri cm. 9/11	V080302	2343822



Cuscini Cervicali

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Cervisan Cuscino Anallergico



DESTINAZIONE D'USO:


LA FORMA ANATOMICA RENDE IL DISPOSITIVO PARTICOLARMENTE INDICATO NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIO OFFRIRE SOSTEGNO E TRAZIONE ALLE VERTEBRE CERVICALI, GARANTENDO UN SONNO SANO E CONFORTEVOLE.



Pulizia: Il cuscino e la fodera non amovibile possono essere lavati a mano (non in lavatrice), in acqua calda (massimo 30 °C). Per la sanificazione del cuscino può essere usato un comune disinfettante liquido. Evitare liquidi aggressivi (candeggina, ammoniaca, detersivi da bucato). Non lavare a secco. Non centrifugare. Non strizzare. Evitare materiali abrasivi per eliminare eventuali macchie. L'asciugatura deve avvenire in piano orizzontale a temperatura ambiente o mediante insufflaggio di aria moderatamente calda (max 30 °C). Non stirare.



Composizione: Cuscino a due rulli in poliuretano espanso rivestito esternamente con imbottitura in fibra di poliestere per assicurare un appoggio morbido e confortevole. Fodera non removibile in poliestere e cotone. Non contiene lattice.

CODICE MINSAN	BARCODE	DIMENSIONI	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)	REP (Numero di Repertorio)
909916544	 A909916544	cm. 67x45 altezze cm. 5.5 e 7.5.	V080399	2431353

Note/Avvertenze (per entrambe le referenze):

Conservazione:	dopo l'utilizzo, il prodotto deve essere conservato nella confezione di vendita o con idonea copertura che consenta di proteggerlo da polvere e/o agenti contaminanti.
Avvertenze:	verificare l'integrità del cuscino prima dell'utilizzo. Eseguire la pulizia e la manutenzione come sopra indicato. Non avvicinare a fiamme, oggetti incandescenti o fonti di calore. Non utilizzare in prossimità o a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti. Evitare l'esposizione diretta ad aria molto calda, luce solare o altre fonti di calore.
Controindicazioni:	se segnalate dal Medico curante.
Smaltimento:	smaltire secondo le normative vigenti. Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

