

Collarino reggicannula per tracheostomizzati

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Attenzione:
La cannula tracheale
non è in dotazione!**

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso:

Per sostenere e mantenere in posizione la cannula per tracheostomia.

Descrizione:

Il collarino reggicannula presenta una chiusura regolabile a strappo presente in entrambi i lati. Dispositivo monopaziente.

Composizione:

Prodotto in Poliammide 80% - Poliuretano 20%.

Lavaggio:

Lavare in acqua tiepida con temperatura massima di 30°C. Utilizzare un detersivo per capi delicati, non strizzare, non candeggiare e non stirare. Per evitare la formazione di muffe conservare il Dispositivo in un luogo pulito, asciutto, lontano da fonti di calore e protetto da un involucro.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.

CODICE MINSAN	DESCRIZIONE	BARCODE	CND <small>(Classificazione Nazionale Dispositivi)</small>	REP <small>(Numero di Repertorio)</small>
901012029	Collarino reggicannula per tracheostomizzati	 A901012029	R010599	2193552

