

Linea Fasce per Stomizzati

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



CLASSIFICAZIONE: DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.

DESTINAZIONE D'USO: La Linea di fasce per stomizzati Farmacare propone una serie di fasce per i portatori di stomia (colostomie, urostomie e ileostomie) che permettono di poter continuare ad utilizzare il proprio intimo pur con la necessità di avere un sostegno per la sacca di raccolta. Le fasce sono state studiate per garantire il maggior comfort all'utilizzatore essendo disponibili in una vasta gamma di taglie e materiali. Le dimensioni e la geometria della tasca destinata a contenere la sacca sono state progettate per garantire che non possa vedersi sotto i vestiti riducendo, contemporaneamente, lo spiacevole rumore dovuto allo sciabordio del liquido raccolto.



Caratteristiche tecniche - Modelli – Taglie – Materiali DONNA

Fascia stomia STANKA			
Composizione: Cotone 91% - Elastam 9%			
*Taglia	M/L - 42/44	XL/XXL - 46/48	3XL/4XL - 50/52
Colore BIANCO	974845277	974845265	974845253
Colore CIPRIA	974845303	974845291	974845289



Fascia stomia SANYA			
Composizione: Poliammide 63% (pizzo) - Cotone 21% - Elastam 9%			
*Taglia	M/L - 42/44	XL/XXL - 46/48	3XL/4XL - 50/52
Colore AVORIO	974844918	974844920	974844932



*TAGLIA DONNA	M - 42	L - 44	XL - 46	XXL - 48	3XL - 50	4XL - 52
VITA (cm)	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85
FIANCHI (cm)	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113



Caratteristiche tecniche - Modelli – Taglie – Materiali UOMO

Fascia stomia SAMO					
Composizione: Cotone 91% - Elastam 9%					
*Taglia	M - 48	L - 50	XL - 52	XXL - 54	3XL - 56
Colore BIANCO	974845063	974845075	974845087	974845099	974845101
*TAGLIA UOMO	M - 48	L - 50	XL - 52	XXL - 54	3XL - 56
VITA (cm)	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107
FIANCHI (cm)	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121



Lavaggio: Lavare ad una temperatura massima di 40 °C e stirare ad una temperatura massima di 110 °C. Non candeggiare e non asciugare in asciugatrice.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.



Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

