

Magnetoterapia Bassa Frequenza a 1 canale

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

PROGRAMMI DELLA MAGNETOTERAPIA:

È dotata di 11 programmi con valori preimpostati e modificabili dall'utente a seconda delle esigenze. Otto di questi programmi sono associati al trattamento di patologie specifiche con parametri preimpostati consigliati, mentre i rimanenti 3 hanno solamente la frequenza di lavoro prestabilita, lasciando all'utente la libertà di scegliere la durata ed i cicli di sedute.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Destinazione d'uso

Indicata per il trattamento di alcune patologie osteoarticolari, in particolare per la riabilitazione e il recupero funzionale di alcune patologie a carico dell'articolazione del polso e della mano, di artrosi, contusioni e distorsioni, di strappi muscolari e tendiniti. Il Dispositivo è consigliato inoltre per il trattamento e la cura dell'osteoporosi e di tutte le patologie a carico dei tessuti ossei.

Caratteristiche

Caratteristiche: È un dispositivo consigliato sia per l'uso professionale (Medico, terapeuta, etc.), sia domiciliare.

Dimensioni: 18 x 10,7 x 5,0 cm.

Caratteristiche tecniche:

Intensità del campo	Impostabile con scala crescente fino a 70 Gauss
Frequenza dell'onda quadra	Impostabile 5-100 Hz
Tempo di terapia	Impostabile (max 12 ore consecutive)
Umidità relativa	Dal 15% al 93%
Pressione	Da 700 a 1060 hPa
Temperatura di utilizzo	Da + 5 °C a + 28 °C

Contenuto dell'imballaggio:

- 1 dispositivo Magnetoterapia Mag700;
- 1 alimentatore medico (cavo 1.5m circa);
- 1 applicatore a fascia con 3 solenoidi (non ispezionabile);
- 1 calamita tester;
- 1 manuale d'uso e posizioni fascia;
- 1 borsa per il trasporto e la custodia.

Avvertenze: Utilizzare solo dopo la lettura del manuale di istruzioni. Controindicato l'utilizzo nei casi di gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, micosi, soggetti con cardiopatie, affetti da tumori, aritmie gravi o portatori di pacemaker, bambini, portatori di protesi magnetizzabili, infezioni acute, epilettici (salvo diverse prescrizioni mediche).

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Vita utile del Dispositivo*: 2 anni.

Codice	Barcode
984826406	 A984826406

Distribuito da FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia - Tel. 051.811905 - Fax: 051.811185
www.farmacare.it | commerciale@farmacare.it



Scopri il nostro supporto di lavoro:
www.lineaguida.farmacare.it



* Farmacare specifica che per vita utile si intende il periodo durante il quale ci si aspetta che il dispositivo rimanga idoneo per l'uso previsto, o, in altri termini, il periodo accettabile di utilizzo in servizio. Una vita utile di 2 anni non implica che dopo tale periodo il dispositivo e i suoi accessori non debbano più funzionare ma piuttosto che è consigliato un controllo da parte del Fabbricante per appurare che le caratteristiche di sicurezza e prestazione siano rimaste invariate. Il numero di assistenza del Fabbricante è: 041.5401356.