


# Magnetoterapia ad Alta Frequenza

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.


**Apparecchio completo di:**

- Pacco di batterie interno al Dispositivo
- Caricabatteria
- Manuale d'uso
- 1 applicatore a fascia
- Borsa di confezionamento

La seconda fascia terapeutica illustrata, è procurabile contattando Farmacare S.r.l.


**Classificazione**

Dispositivo Medico di Classe IIa

**Destinazione d'uso**

L'apparecchio per magnetoterapia ad alta frequenza è ideale per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli come muscoli e tendini. Indicato per la terapia domiciliare e ambulatoriale.

**Descrizione**
**20 programmi** che consentono il trattamento di svariate patologie (tendinite, flebiti, sciatalgie, ernie) a carico dei tessuti molli (muscoli, tendini, cute e nervi) ed il recupero da traumi e contusioni.

L'applicatore terapeutico irradiante è inserito all'interno di una comoda fascia con elastico, per un migliore posizionamento in qualsiasi parte del corpo.


**Caratteristiche Tecniche**
**Intensità del campo:** Impostabile su 3 livelli (basso, medio, alto) 40mW.

**Avvertenze:** L'utilizzo del dispositivo è controindicato in pazienti in stato di gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, malattie virali (in fase acuta), micosi, soggetti con cardiopatie, aritmie gravi o portatori di pacemaker, bambini, portatori di protesi magnetizzabili, infezioni acute, epilettici (salvo diverse prescrizioni mediche).

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti dei rifiuti elettronici.

**Vita utile del Dispositivo\*:** 2 anni

Codice	Descrizione	Dimensioni	Barcode
939226890	MAGNETOTERAPIA AD ALTA FREQUENZA	153 x 91 x 38 mm.	 A939226890



\* Farmacare specifica che per vita utile si intende il periodo durante il quale ci si aspetta che il dispositivo rimanga idoneo per l'uso previsto, o, in altri termini, il periodo accettabile di utilizzo in servizio. Una vita utile di 2 anni non implica che dopo tale periodo il dispositivo e i suoi accessori non debbano più funzionare ma piuttosto che è consigliato un controllo da parte del Fabbricante per appurare che le caratteristiche di sicurezza e prestazione siano rimaste invariate. Il numero di assistenza del Fabbricante è: 041.5401356.