

Mutanda per incontinenza "Serena"

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

La mutanda è destinata a pazienti incontinenti e deve essere utilizzata in associazione con un pannolone assorbente.

Descrizione e caratteristiche



Caratteristiche: Il pannolone assorbente deve essere posto all'interno della mutanda, nell'apposita tasca interna. La massima vestibilità della mutanda consente l'uso anche sotto indumenti normali. La mutanda deve essere posizionata in modo che il bordo superiore sia in corrispondenza della circonferenza vita del paziente e deve essere successivamente chiusa con l'apposita linea di bottoni. I bottoni consentono l'apertura del lato anteriore della mutanda e le successive operazioni igieniche, oltre alla pratica e veloce sostituzione del pannolone assorbente.

Misura	A Circonf. Vita	B Circonf. Girogamba	C Altezza fianchi	D Altezza della vita al cavallo
S	60-88 cm	38-54 cm	24 cm	42 cm
M	76-106 cm	46-60 cm	24 cm	46 cm
L	86-120 cm	50-66 cm	29 cm	48 cm

Avvertenze: Non lavare a temperatura superiore di 60 °C; non candeggiare e non stirare. Tenere lontano da fonti dirette di calore. Per qualsiasi dubbio in merito all'utilizzo rivolgersi a personale sanitario competente.

Composizione:

Mutanda: 55% poliestere, 45% poliuretano.
Tasca interna: 77% viscosa in fibra di bambù, 23% poliestere.


Materiale certificato: OEKO-TEX® – Standard 100



CND (Classificazione Nazionale Dispositivi): T0499

S	M	L
983034240	983034265	983034277
 A983034240	 A983034265	 A983034277
RDM: 2179899	RDM: 2179988	RDM: 2180049

Misure:



FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia
Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185
www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

