

Misuratore di Picco di Flusso

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



2797

NOTE GENERALI:

Il Picco di Flusso Espiratorio (PEFR) è la misura della massima velocità con la quale un soggetto è in grado di espirare aria dai polmoni. Il monitoraggio domiciliare del Picco di Flusso Espiratorio da parte di pazienti asmatici consente, come un "termometro", di sorvegliare eventuali variazioni di questo parametro fornendo così al Medico e al paziente importanti informazioni sull'andamento delle malattie respiratorie e sulla efficacia dei farmaci. L'improvviso abbassamento del PEFR permette l'accertamento del broncospasmo prima della comparsa di una vera e propria crisi.

Tascabile, economico, preciso e facile da usare, il misuratore PEAK FLOW METER VITALOGRAPH® fornisce al paziente ed al Medico una valutazione oggettiva della funzione respiratoria.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe Im.

Destinazione d'uso:

Strumento destinato per tenere monitorata a livello domiciliare la velocità di espirazione.

Caratteristiche:

- Dispositivo monopaziente.
- Pratico, tascabile e preciso.

Caratteristiche tecniche:

Materiale:	Plastica ABS riciclabile
Precisione	± 10L/min o 7.5%
Riproducibilità	± 5L/min o 5%
Resistenza massima al flusso:	0,00384 kPa/L/min su intervallo standard (720 L/min) 0,00205 kPa/L/min su intervallo basso (300 L/min)
Intervallo standard:	50-800 L/min
Immagazzinamento:	Temperatura: 0-50°C; Umidità relativa: 10% - 95%
Secondo le Normative:	EN ISO23747; ATS/ERS; AS/NZS4237; NHLBI
Risposta di Frequenza:	PROFILO A/B differenza inferiore a 15L/min o 15% (Annesso B, EN ISO 23747)
Standard di Sicurezza Medici:	Direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC 1993 come modificato
Progettato e Prodotto secondo le norme:	ISO 13485, FDA 21CFR820, CMDR & JPAL




Avvertenze:

Non smontare mai l'unità. Non utilizzare lo strumento se danneggiato. Seguire le istruzioni per il lavaggio.

DOPO I TRE ANNI DI UTILIZZO È NECESSARIO VARIARE IL DISPOSITIVO.

Smaltimento:

Smaltire secondo le normative vigenti.

BARCODE	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
 A908129214	Z12150102



Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

