

Pinza prensile con magnete posteriore

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I.**Destinazione d'uso:**

Facilita la presa e il trasporto di oggetti leggeri per persone con limitata mobilità della mano. Facilita inoltre la presa per persone con difficoltà motorie che non sono così costrette a piegarsi/allungarsi per afferrare oggetti a terra o lontani.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 70 cm.
- Peso: 125 gr.
- Ampiezza della morsa: 6/9 cm.
- Portata massima afferrabile: 1 Kg.
- Morsa rivestita di materiale antiscivolo e orientabile (verticale e orizzontale rispetto alla presa), in base alle esigenze (1).
- Impugnatura in materiale plastico facilmente manovrabile anche per persone con ridotta mobilità della mano.
- Magnete sul manico per facilitare la raccolta di piccoli oggetti metallici (2).
- Morsa a forma semicircolare per facilitare la presa di oggetti di svariate forme (3).
- Prodotto in leggero alluminio e plastica.

**Avvertenze:**

Non superare il peso massimo degli oggetti da afferrare. Non afferrare oggetti incandescenti. Dopo la pulizia asciugare con cura prima del riutilizzo. Non afferrare mai sostanze oleose o grasse.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.