

Porta-Taglia-Macina Pillole

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Per TAGLIARE,
FRANTUMARE
e CONTENERE
le pillole**

Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

Destinazione d'uso:

Indicato per tagliare, conservare e trasportare le pillole. La semplicità con cui riduce in polvere pillole e compresse medicinali, facilita l'assunzione delle stesse a persone anziane, bambini e ai piccoli animali.

Caratteristiche

Facile da pulire, atossico, infrangibile. Lo spazio che contiene le pillole può essere utilizzato anche come bicchierino. La macinazione delle pillole può essere indicata anche per la polverizzazione di medicinali per animali domestici. Dimensioni: (h) 6.3 cm e \varnothing 4.2 cm.

Lavaggio - Avvertenze - Materiali - Smaltimento

Lavaggio: Pulire l'astuccio con un panno umido e sapone neutro. I singoli dispenser possono essere lavati in lavastoviglie ad una temperatura massima di 50 °C.

Avvertenze: Tenere lontano dalla portata di bambini. **Tenere le dita lontano dalla lama.** Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Le pillole vanno tagliate e/o polverizzate solo ed esclusivamente se sotto indicazione del proprio Medico di fiducia.

Materiali: Contenitore in Policarbonato e lama in acciaio inox.

Smaltimento: Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

