

Soluzione Unica con Acido Ialuronico c/portaletti – ml 360.

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe IIb.**Destinazione d'uso:**

Soluzione polivalente per la disinfezione, conservazione, pulizia, idratazione, lubrificazione, risciacquo e rimozione dei depositi proteici per tutti i tipi di lenti a contatto.

Descrizione:

La Soluzione Unica con Acido Ialuronico ha un'azione altamente disinfettante, conservante, lubrificante e detergente. Con Sodio ialuronato: questo polimero dalle elevate proprietà viscoelastiche migliora la lubrificazione e la tollerabilità delle lenti grazie alla sua capacità di trattenere l'acqua. Protegge la cornea da irritazioni, migliora stabilità del film lacrimale, indicata per occhi sensibili.

Composizione:

Soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 contenente: PoliEsaMetilenBiguanide 0,0001%, Mirapol A15, Sodio edetato, Methyloxirane polymer e Sodio ialuronato 0,025%.

Avvertenze: prodotto sterile fino all'apertura del flacone.

Non utilizzare il prodotto se il sigillo di sicurezza del tappo

si presenta non integro, in quanto non può essere garantita la sterilità. Non toccare alcuna superficie con la punta del contagocce. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Richiudere bene il falcione dopo l'uso. Utilizzare il prodotto entro 90 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Non ingerire. Seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

Controindicazioni e reazioni avverse: Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente. In caso di irritazione persistente o progressiva, sospendere l'uso delle lenti a contatto e consultare il proprio Medico oculista.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.*Contiene un portaletti*

A970487777