

TENS & FITNESS

Apparecchio completo

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Destinazione d'uso

Ideale per il trattamento del dolore in ambiente domiciliare e ambulatoriale. Genera impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali; consente così un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti oppure il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportivi più esigenti.

Descrizione e Caratteristiche


Elettroterapia TENS ed EMS con display grafico. Elettrostimolatore onda quadra bifasica e compensata, dotato di 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi.

Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display.



20 PROGRAMMI MEDICALI (trattamento contro il dolore) **+15 PROGRAMMI BELLEZZA** (favorisce la lipolisi) **+20 PROGRAMMI FITNESS** (stimola i muscoli).

Display retroilluminato - Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi - intensità massima 200 mApp.

Apparecchio fornito con: **2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni - elettrodi adesivi pregellati - batteria interna ricaricabile Ni-Mh - cariche batterie - clip di aggancio alla cintura - manuale d'uso - borsa per il trasporto.**

Codice	Descrizione	Dimensioni	Barcode	CND
939226902	Tens & Fitness Apparecchio completo	114 x 68 x 26 mm.	 A939226902	Z120601

La scelta dell'elettrodo è in funzione della parte del corpo che deve essere coinvolta nel trattamento di stimolazione.

Codice	Dimensioni	Barcode
903162725	Elettrodi adesivi pregellati cavetto femmina mm. 35x45 - 4pz	 A903162725
984826368	Elettrodi pregellati 50x90mm - Jack 2mm - 4 pezzi	 A984826368

Smaltimento: Smaltire secondo le Normative vigenti.

Vita utile del Dispositivo*: 3 anni.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it



* Farmacare specifica che per vita utile si intende il periodo durante il quale ci si aspetta che il dispositivo rimanga idoneo per l'uso previsto, o, in altri termini, il periodo accettabile di utilizzo in servizio. Una vita utile di 3 anni non implica che dopo tale periodo il dispositivo e i suoi accessori non debbano più funzionare ma piuttosto che è consigliato un controllo da parte del Fabbricante per appurare che le caratteristiche di sicurezza e prestazione siano rimaste invariate. Il numero di assistenza del Fabbricante è: 041.5401356.