

Borsa per il Ghiaccio

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato a lenire il dolore in caso di traumi, prevenendo la formazione di ematomi e gonfiori. Quando prescritta dal Medico è utilizzabile anche in casi di stati febbrili elevati.

Descrizione e caratteristiche

Istruzioni per l'uso: Svitare il tappo ed inserire il ghiaccio. Posizionare la borsa con il ghiaccio sulla superficie interessata.

Caratteristiche: Adatto per tutte le età. Comoda da trasportare e utilizzabile su tutte le parti del corpo (non a contatto con pelle lesa).

Composizione: Rivestimento esterno: TPU – Rivestimento interno: Poliestere 80% e Cotone 20% .

Modelli e misure: 15CM. – 25CM. – 28CM. – 31CM.

Avvertenze: Non utilizzare in caso di rottura. Assicurarsi che il Dispositivo non abbia fuoriuscite di acqua.

Codice	Descrizione prodotto	Barcode
983034289	Borsa per il ghiaccio 15 Cm.	 A983034289
900647140	Borsa per il ghiaccio 25 Cm.	 A900647140
900647165	Borsa per il ghiaccio 28 Cm.	 A900647165
900647177	Borsa per il ghiaccio 31 Cm.	 A900647177

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it



Distribuito da:
FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia
Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185
www.farmacare.it

