

# Portapillole settimanale Mod. MAXI

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



## Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

## Destinazione d'uso:

Indicato per pazienti che hanno un elevato fabbisogno di pillole giornaliere o per contenere pillole di grandi dimensioni. Il portapillole è un valido supporto per contenere le pillole da somministrare nell'arco della giornata e della settimana.

## Caratteristiche

Astuccio settimanale composto da 8 contenitori divisi in 4 compartimenti fissi. Particolarmente adatto per pillole di grandi dimensioni e/o somministrazioni numerose. Pratica apertura/chiusura a strappo.

**Astuccio:** 15.5 x 14.3 x 4.1 cm. / **Portapillole:** 13.8 x 3.8 x 1.8 cm.

## Lavaggio - Avvertenze - Composizione - Smaltimento

**LAVAGGIO:** Pulire l'astuccio con un panno umido e sapone neutro. I singoli dispenser possono essere lavati in lavastoviglie ad una temperatura massima di 50 °C.

**AVVERTENZE:** Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**COMPOSIZIONE:** PVC, Polipropilene e Acrilati.

**SMALTIMENTO:** Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE	COLORE	BARCODE
903548042	BLU	 A903548042

Scopri il nostro supporto di lavoro: [www.lineaguida.farmacare.it](http://www.lineaguida.farmacare.it)

# Portapillole giornaliero

## Medimax

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



### Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

### Destinazione d'uso:

Indicato per pazienti che hanno un elevato fabbisogno di pillole giornaliere o per contenere pillole di grandi dimensioni.

### Caratteristiche

Contenitore giornaliero composto da 4 compartimenti fissi (mattino, mezzogiorno, sera, notte). Particolarmente adatto per pillole numerose e/o di grandi dimensioni. Agevole apertura/chiusura con coperchio scorrevole e chiusura a scatto; Pratico e comodo, ideale per quando si è fuori casa.

Dimensione portapillole: 13.8 x 3.8 x 1.8 cm.

### Lavaggio - Avvertenze - Composizione - Smaltimento

**LAVAGGIO:** Pulire il contenitore con un panno umido e sapone neutro. E' possibile il lavaggio in lavastoviglie ad una temperatura massima di 50 °C.

**AVVERTENZE:** Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**COMPOSIZIONE:** PVC, Polipropilene e Acrilati.

**SMALTIMENTO:** Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE	BARCODE
971513155	 A971513155

Scopri il nostro supporto di lavoro: [www.lineaguida.farmacare.it](http://www.lineaguida.farmacare.it)