

Borsa termica per kit diabetici

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

Modello MINI

Borsa termica pratica e moderna. Contiene una busta di gel refrigerante



Ideale per il trasporto di farmaci termolabili ed in particolare per pazienti diabetici. Utilizzabile anche come piccola borsa o marsupio per il contenimento di oggetti personali di ridotte dimensioni.

Dimensioni: Borsa termica: 22 x 11.5 x 6 cm. / Sacchetto gel refrigerante: 17 x 9 cm.



Composizione: Borsa termica: Poliestere • Sacchetto gel refrigerante: PVC • Gel refrigerante: 95% Acqua, 5% Resina assorbente.

Peso: Borsa termica: 95 gr / Sacchetto gel refrigerante: circa 105 gr.

Istruzioni: Mettere il sacchetto di gel in freezer per circa 12 ore, fino al suo completo congelamento. Inserire il sacchetto congelato nella borsa in concomitanza con i farmaci termolabili. Il mantenimento del freddo è assicurato per 6-7 ore a temperatura ambiente di circa 22°C.

Avvertenze: Tenere lontano da fonti di calore • Utilizzare il sacchetto solo se è integro • Non ingerire in nessun caso il suo contenuto • Non utilizzare prodotti abrasivi e/o detergenti per la pulizia del prodotto • Non utilizzare il sacchetto refrigerante su cute lesa.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

BARCODE	CODICE	DESCRIZIONE
 A931772875	931772875	Borsa Termica per kit diabetici Mini
 A978833729	978833729	Cuscinetto Refrigerante Borsa Termica

