

# BASTONE DA PASSEGGIO STABILE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe I

**Destinazione d'uso:**

Indicato per la deambulazione. La funzione primaria è quella di facilitare la stazione eretta e il cammino allargando la base di appoggio, assicurando maggiore stabilità ed equilibrio.

Non indicato per pazienti affetti da gravi patologie motorie.

**Caratteristiche:**

- Impugnatura antiscivolo
- Ambidestro
- Portata massima 100 kg.
- Peso 0,590 kg.
- Altezza regolabile da 75 a 83 cm.
- La base stabile permette al bastone di stare in piedi quando non utilizzato.

**Composizione:**

Struttura tubolare: acciaio cromato e in lega di alluminio.

Impugnatura: realizzata in materiale termoplastico e latex free.

**Avvertenze:**

Utilizzare il bastone sotto prescrizione medica o di personale specializzato. L'utilizzo prolungato può provocare dolori articolari agli arti superiori: in tal caso dismettere l'utilizzo. Dopo aver scelto la corretta altezza fissarla tramite il sistema di bloccaggio (Clip a doppia spina). Cambiare regolarmente i puntali.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti.



CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
930361555	BASTONE DA PASSEGGIO STABILE - 1 PZ.	 A930361555
900214230	RICAMBIO PUNTALE - CONFEZIONE DA 2PZ.	 A900214230

