

# Camice Visitatore in TNT

# Cuffia in TNT

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



## Classificazione

Entrambi sono Dispositivi Medici Classe I

## Destinazione d'uso

I Dispositivi sono indumenti destinati a ridurre il rischio che l'ambiente circostante l'utilizzatore, venga da quest'ultimo contaminato, evitando così di mettere a rischio le persone presenti in detti ambienti.

### CAMICE VISITATORE IN TNT

I camici sono destinati ad evitare il rilascio e lo spargimento di residui dagli abiti dell'utilizzatore.

### CUFFIA IN TNT

Le cuffie in TNT sono destinate ad evitare il rilascio e lo spargimento di capelli dell'utilizzatore.

## Caratteristiche - Materiali

Entrambi i Dispositivi sono indumenti in TNT - MONOUSO - PRIVI DI LATTICE - NON STERILI.


### CAMICE VISITATORE IN TNT

- Astuccio contenente 10 pz.
- Taglia unica
- Misure in cm: Larghezza 115 — Lunghezza 137
- Cintura in dotazione per la chiusura in vita
- Colore blu

### CUFFIA IN TNT

- Astuccio contenente 100 pz.
- Taglia unica
- Diametro 53 cm. (massima estensione)
- Colore blu
- Innovativa nuova confezione in strisce singolarmente pieghettate, che offrono particolare praticità.

Aprire la cuffia tirando in direzione opposta dal centro delle strisce.



### CAMICE VISITATORE IN TNT

Codice Minsan/Barcode:

903012324



A903012324

### CUFFIA IN TNT

Codice Minsan/Barcode:

903012274



A903012274

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND):

T0399

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND):

T0207

Identificativo di Registrazione Ministeriale (RDM):

2058976

Identificativo di Registrazione Ministeriale (RDM):

2058999

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti

Scopri il nostro supporto di lavoro: [www.lineaguida.farmacare.it](http://www.lineaguida.farmacare.it)



Importato e distribuito da FARMACARE S.r.l.  
San Pietro in Casale (BO) Italia  
Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185  
www.farmacare.it  
commerciale@farmacare.it

