

Cuscino Gel Puntinato Antidecubito

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Classificazione

Dispositivo Medico di Classe I

Destinazione d'uso

Indicato per lungodegenti e diversamente abili costretti all'uso di carrozzina per prevenire la formazione di piaghe da decubito nella zona delle ossa ischiatiche. La parte di gel **puntinata** favorisce una buona circolazione d'aria, donando freschezza all'utilizzatore.

Caratteristiche e Materiali

Composizione:

Fodera: poliestere 100%.


Cuscino: Antiscivolo PL 9% / PVC 91% (trattamento SMARTGEL® immerso in tessuto viscoelastico).

Dimensioni: 40 x 40 x 5 cm.

Caratteristiche: Fodera tinta di colore grigio con trattamento HYDROCOOL® che garantisce un efficace scambio di calore tra la seduta e il paziente e trattamento SILVERPLUS® che offre confort e una seduta igienica all'utilizzatore grazie alla reazione tra il biossido di titanio e il cloruro di argento.

Lavaggio (solo per la fodera)

Lavare a mano con acqua e detergente delicato ad un massimo di 30 °C. Non strizzare e non candeggiare; asciugare lontano da fonti di calore.

Codice	Descrizione	Barcode	CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)
984797819	CUSCINO GEL PUNTINATO ANTIDECUBITO	 A984797819	Y033303

Avvertenze: Non mettere a contatto con cute lesa. Per evitare alterazioni seguire scrupolosamente le azioni di lavaggio.

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.

