


Materasso antidecubito ventilato in espanso neutro

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



CLASSIFICAZIONE


Dispositivo Medico Classe I

DESTINAZIONE D'USO

Grazie al materiale che permette una ventilazione continua previene le piaghe da decubito in pazienti costretti ad una lunga permanenza a letto.

CARATTERISTICHE E MATERIALI

Dimensioni: 195 x 85 x 14 cm.**Composizione:** Poliuretano elastico indeformabile con densità 25 KG/M3**Lavaggio:** Non lavare direttamente il materasso. Pulire con un panno imbevuto d'acqua. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice e non stirare. + simboli**Caratteristiche:** Le **tre sezioni** si possono unire con un coprimaterasso. Il materasso con il tempo può assumere una colorazione "giallo scuro" dovuta all'esposizione con la luce ma questo non influenza le caratteristiche fisico - meccaniche del Dispositivo.

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE
900649563	MATERASSO ANTIDECUBITO VENTILATO IN ESPANSO NEUTRO	 A900649563

Smaltimento: Smaltire secondo le normative vigenti.Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.itDistribuito da FARMACARE S.r.l.
San Pietro in Casale (BO) Italia
Tel. 051.811905 · Fax: 051.811185
www.farmacare.it
commerciale@farmacare.it