

# NEOBOX

 Per campionamento urine 120ml.

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**Classificazione:** IVD - Dispositivo Diagnostico in Vitro**Destinazione d'uso:**

Contenitore sterile per campionamento delle urine

**Descrizione:**

- Trasparente e graduato.
- Etichetta adesiva applicata per riportare i dati del paziente.

**Caratteristiche tecniche:**

- Capacità 120 ml.
- Coperchio a vite colore rosso.
- Contenitore in polipropilene, tappo in polietilene.

**Istruzioni per l'uso:**

- Aprire l'involucro protettivo.
- Scrivere sull'apposita etichetta adesiva i propri dati.
- Raccogliere nel contenitore la prima urina del mattino, oppure secondo quanto prescritto dal Medico.
- Chiudere accuratamente il contenitore con l'apposito coperchio a vite.
- Consegnare al laboratorio analisi.

**Avvertenze:**

Non aprire la confezione prima dell'utilizzo.

Non capovolgere.

Non utilizzare il contenitore in caso di lacerazione dell'involucro interno o se scaduto.

Conservare in luogo asciutto.

Dispositivo monouso il cui riutilizzo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche.

**Smaltimento:** Smaltire secondo la normativa vigente.

Codice	Barcode	Barcode	CND
939289512	NEOBOX PER CAMPIONAMENTO URINE 120ml	 A909025417	W05010203

