

Pieghevole con Stabilizzatore DELUXE

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.

**CLASSIFICAZIONE:** Dispositivo Medico di Classe I**DESTINAZIONE D'USO:** Incentiva e facilita l'autonomia degli spostamenti, in spazi interni ed esterni, di soggetti temporaneamente o definitivamente impossibilitati all'uso degli arti inferiori.**DESCRIZIONE:** Carrozzina pieghevole ad autospinta con telaio in lega leggera, dotata di serie di pedane estraibili e girevoli lateralmente, braccioli desk regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili, struttura a doppia crociera, ruote posteriori estraibili, cintura di sicurezza a vita per bloccaggio paziente. Fornita di serie. Leggera e chiudibile, ideale per un agevole trasporto e per ridurre l'ingombro quando non utilizzata.**DIMENSIONI E PESI:**

Altezza della seduta da terra	Larghezza seduta	Profondità seduta	Larghezza totale	Profondità	Peso	Portata Massima
cm. 49	cm. 40	cm. 40	cm. 59	cm. 103	Kg. 13.8	Kg. 150

**CONFORMITA':** UNI EN 12182 – UNI EN 12183 – UNI EN 1041. La tappezzeria risponde ai requisiti M1 e M2 di ignifugazione.**CARATTERISTICHE E MATERIALI:****Struttura:** telaio tubolare in lega leggera di alluminio per facilitare l'utilizzo e il trasporto. Verniciatura con polveri epossidiche. Parti del telaio cromate. Colore blu;**Ruote anteriori:** piroettanti su forcella girevole, gommatura in poliuretano espanso, Ø 200x32 mm., antiforatura;**Ruote posteriori:** estraibili con perno ad estrazione rapida, gommatura in poliuretano espanso Ø 600 mm. con anello corrimano, antiforatura;**Freni:** a leva con dispositivo di stazionamento;**Selleria:** il sedile e lo schienale sono realizzati in nylon ad alta resistenza, impermeabili e imbottiti internamente per garantire maggiore confort;**Braccioli:** regolabili in altezza e profondità, ribaltabili posteriormente ed estraibili con arresto a pulsante. La parte imbottita è realizzata con imbottitura in poliuretano;**Gruppo pedana:** costituito da una struttura in lega di alluminio, regolabile, girevole lateralmente ed estraibile. Pedana plastica nera rinforzata, con cinturino ferma tallone, ribaltabile;**Viteria:** normalizzata e reperibile sul mercato;**CONTROINDICAZIONI:** il dispositivo può essere utilizzato solo da soggetti in grado di utilizzare gli arti superiori.**PULIZIA E MANUTENZIONE:** Per la manutenzione e la pulizia si faccia riferimento al Manuale d'uso che correde il prodotto.**SMALTIMENTO:** smaltire secondo le normative vigenti.

CODICE ISO(1999): 12.22.03.003 - 12.21.06.039

CODICE ISO (NUOVI LEA 2017): 12.24.03.118 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160 - 12.24.21.106

Scopri il nostro supporto di lavoro: www.lineaguida.farmacare.it

CODICE	BARCODE
902981873	 A971931302