

# Portapillole giornaliero

## Minimizer

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



*Colore a seconda  
della disponibilità*

### Classificazione

Dispositivo Medico Classe I

### Destinazione d'uso

Consente di predisporre contemporaneamente il fabbisogno giornaliero di pillole.  
Un valido supporto per essere più precisi durante la terapia medica domiciliare e facilitare l'assunzione di pillole anche in occasione di spostamenti fuori dalla propria abitazione (auto, ufficio, ecc.).  
Specifico per persone non vedenti in quanto ogni scompartimento presenta un punto di rilievo.

### Caratteristiche – Materiali

- Pratico astuccio tascabile contenente 3 pareti interne fisse (4 spazi) per: mattino, mezzogiorno, sera e notte.
- Consente di predisporre contemporaneamente il fabbisogno giornaliero di pillole.
- Apertura/chiusura con coperchio scorrevole e chiusura a scatto.
- Dimensioni: cm. 9,5 x 2,5 x 1,5
- Materiale di composizione: PVC e Acrilati – Non contiene lattice.

### Avvertenze - Pulizia - Smaltimento

**Avvertenze:** In caso di difficoltà farsi aiutare nella disposizione delle pillole all'interno del portapillole da una persona di fiducia. Tenere lontano dai bambini.

**Pulizia:** Il portapillole Minimizer può essere lavato in lavastoviglie ad una temperatura massima di 50 °C.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti.

### Codice Minsan

939682415

### Barcode



A939682415

