

# Schizzetto Gomma

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**CLASSIFICAZIONE:**

Dispositivo Medico di Classe I.

**DESTINAZIONE D'USO:**

Indicato per l'irrigazione degli orifizi naturali del corpo (orifizi auricolari, nasali, orali, ecc.).

**CARATTERISTICHE:**

Realizzato in Gomma. Disponibile in diverse dimensioni / capacità (vedere tabella). Può essere igienizzato tramite bollitura o sterilizzato a 121 °C. Riutilizzabile. Confezionato singolarmente.

**PULIZIA E CONSERVAZIONE:**








Per mantenere inalterata nel tempo l'efficienza del prodotto si consiglia di lavarlo dopo ogni uso con acqua tiepida; nel caso di impiego di sostanze grasse lavarlo con acqua calda e sapone.


**AVVERTENZE:**

Conservare al riparo dalla luce. Non utilizzare se si presenta un'allergia al lattice. Utilizzare solo per la destinazione d'uso indicata.

**SMALTIMENTO:**

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

CODICE	BARCODE	TIPO	ml.
908818735	 A908818735	0	18
908818747	 A908818747	1	25
908818750	 A908818750	2	35
908818762	 A908818762	3	50
908818774	 A908818774	4	65
908818786	 A908818786	5	85
908818798	 A908818798	6	115

CODICE	BARCODE	TIPO	ml.
908818800	 A908818800	7	145
908818812	 A908818812	8	180
908818824	 A908818824	9	215
908818836	 A908818836	10	260
908818848	 A908818848	11	285
908818863	 A908818863	12	375
908818887	 A908818887	14	545

